UFI FILTERS MEDICAL MASK MONOUSO PER ADULTI

TRE STRATI PROTETTIVI


EFFICIENZA FILTRANTE ≥ 95%

PRESSIONE DIFFERENZIALE < 40 Pa/cm2

PULIZIA MICROBICA ≤ 30 cfu/g



1 TESSUTO NON TESSUTO RESISTENE ALL'ACQUA



Doppio rinforzo, previene il passaggio di polveri



UFI FILTERS MEDICAL MASK MONOUSO PER ADULTI

CARATTERISTICHE

- + Mascherina a tre strati con elastici per le orecchie e clip per il naso regolabile.
- + Prodotti secondo lo standard EN 14683:2019 standard Type 1.
- + La linea produttiva è situata in UFI Filters Shanghai.
- + Le mascherine vengono fornite in imballi singoli di plastica per preservarne la pulizia e prevenire la contaminazione.
- + Devono essere conservate in un ambiente pulito, ventilato e asciutto, lontano dalla luce diretta e fiamme libere.
- + Durata di utilizzo consigliata: non più di 4 ore.
- + Scadenza: 2 anni.



20 PEZZI IN CONFEZIONI SINGOLE







35.011.72



2020 - Copyright © UFI FILTERS spa

