


UFI FILTERS MASCHERINA KN95 MASK DEFENDER

CINQUE STRATI PROTETTIVI

| | | |
|----------------------------|---------|----------------------|
| EFFICIENZA FILTRANTE | ≥ 95% | @0.3 μm NaCl,85l/min |
| RESISTENZA DI INSPIRAZIONE | ≤ 350pa | @85l/min |
| RESISTENZA DI ESPIRAZIONE | ≤ 250pa | @85l/min |




UFI FILTERS
CHOSEN BY THE BEST

www.ufifilters.com

UFI FILTERS MASCHERINA KN95 MASK DEFENDER

CARATTERISTICHE

- + Mascherina a cinque strati con elastici per orecchie e clip per il naso regolabile. Saldatura con ultrasuoni.
- + Prodotte secondo lo standard GB 2626-2006 KN95.
- + La linea produttiva è situata in UFI Filters Shanghai.
- + Le mascherine vengono fornite in imballi singoli di plastica per preservarne la pulizia e prevenire la contaminazione – 20 mascherine per scatola.
- + Devono essere conservate in un ambiente pulito, ventilato e asciutto, lontano dalla luce diretta e fiamme libere.
- + Condizioni di conservazione raccomandate: temperatura tra i -20C° ~ +30C° e una umidità relativa al di sotto dell'85%.
- + Scadenza: 3 anni.



**20 PEZZI
IN CONFEZIONI SINGOLE**

WHITE  **35.004.70**

BLACK  **35.004.71**



2020 – Copyright © UFI FILTERS spa

 **UFI FILTERS
CHOSEN BY THE BEST**

www.ufifilters.com